

# Modelo 300287

## TÓRULA AMIES POLIESTIRENO VISCOSA

 deltalab



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- El medio de AMIES es una modificación del medio de Cary Blair, que a su vez lo es del de Stuart.
- **Material:** Poliestireno rompible + Viscosa.
- Esterilizados por radiación gamma.
- **Caducidad:** 30 meses a partir de la fecha de esterilización.
- **Tamaño de embalaje peel-pack:** 38 x 210 mm.
- **Escobillón:** CE MDD Class IIa.
- **Tubo:** CE IVD.
- **Presentación:** Individual.

**TCL Group** 

Tecnología • Ciencia • Laboratorio