

Modelo 300295 TÓRULA EN MEDIO STUART

 deltalab



CARACTERÍSTICAS

- Tórula en medio Stuart.
- Estéril.
- **Material:** PS (Poliestireno) rompible + viscosa.
- Permite la sobrevivencia de patógenos desde 24 hrs a varios días (según la cepa).
- **Dimensiones embalaje:** 38 x 210 mm
- **Caducidad:** 30 meses a partir de la fecha de esterilización.
- **Para transporte de microorganismos patógenos, entre ellos:**
 - Neisseria gonorrhoeae
 - Haemophilus influenzae
 - Neisseria meningitidis
 - Bordetella pertussis
 - Corynebacterium diphtheriae
 - Trichomonas vaginalis
 - Staphylococcus aureus
 - Streptococcus sp.
 - Salmonella sp.
 - Shigella sp., etc

TCL Group 

Tecnología • Ciencia • Laboratorio