

Modelo 408726.G
FRASCO ORINA PARA SISTEMA DE VACÍO
120 ML

 deltalab



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Amplia banda mate con inscripción de molde y graduados hasta 100 ml (sin tapa). La graduación se verá alterada por la cánula del tapón una vez cerrado el frasco. Volumen máximo con tapa: 120 mL, volumen recomendado: 60 mL.
- Permiten una transferencia limpia de la prueba de orina contenida en el frasco directamente al tubo de vacío.
- Incorpora una cánula con una boquilla de aspiración y una aguja, protegida por un capuchón de caucho.
- Fabricado en polipropileno transparente y el tapón en polietileno amarillo con anillo interno de obturación.
- El tapón incluye una etiqueta de aviso para evitar el riesgo de pinchazo al usuario.
- **Presentación:** Caja 350 unidades

TCL Group 

Tecnología • Ciencia • Laboratorio