

Modelo BAL8017

BALANZA DIGITAL ALTA PRECISIÓN

0,1 G ~ 6100 G

DAIHAN
Scientific
YOUR PARTNER in LABORATORY



FUNCIÓN MÉTRICA

- Visualización de gráficos de barras, pesaje comparativo CHK.
- Tecla táctil 5x, 1/120.
- Tiempo de estación de 35 ec y temperatura ambiente permitida.
- Batería recargable integrada y con adaptador de CA de 230V para alimentación de CC.
- Calibración externa de 12000 mA.
- Serie Ba.
- Conteo de 10 ~ 100 piezas.
- Determinación de densidad, porcentaje y pantalla dual de sub escala.
- **Tiempo de estabilización:** 3 seg.
- **Temperatura de trabajo:** 5°C a 35°C.
- Con batería recargable integrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de pesaje:** 0,1 – 6100 gramos.
- **Lectura [d] / Reproducibilidad:** 0,1 g / 0,1 g.
- **Linealidad:** 0,1 g.
- **Modo de pesaje:** gramo, métrico, quilate.
- **Tamaño pesaje:** 160 x 170 mm – Acero inoxidable.
- **Color:** plata.
- **Dimensión:** 170 x 250 x h65 mm
- **Peso:** 1 kg.
- **Alimentación CC y adaptador de CA:** Con batería recargable y adaptador AC 220.

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio