

Modelo DH.WAC05080 AUTOCLAVE FUZ 80 L

DAIHAN Scientific
YOUR PARTNER in LABORATORY



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Autoclave con mecanismo especial de condensación de vapor (patentado).
- **Capacidad:** 80 lt
- Puerta de corredera, tipo palanca.
- Sistema de control jog-dial con botón (patentado)
- Sistema electrónico de bloqueo de puerta.
- El botón de apertura de puerta se bloquea automáticamente por sobre los 80°C.
- Pantalla LCD con función de luz de fondo.
- Incluye dos cestas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Temperatura ambiental:** +5~132°C.
- **Precisión de temperatura:** $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a 121°C.
- **Presión y manómetro:** 1.2 kgf/cm² a 121°C / 2.0 kgf/cm² a 132°C, 0~3 kgf/cm²
- Modo de esterilización sólido o líquido.
- **Potencia de calefacción/consumo:** 2kW
- **Temporizador y alarma:** 60 min, estado de error y fin de temporizador.
- Circuito de seguridad de sobrecalentamiento, presión, protección de corriente, detección de error de sensor.
- **Material:** Compartimiento de presión de acero inoxidable 304. Exterior de acero pulverizado.
- **Requerimientos eléctricos:** AC 230V, 50/60Hz.
- **Dimensiones canasto :** \varnothing 370 x h240 .
- **Dimensiones internas:** \varnothing 400 x h650.
- **Dimensiones externas:** 810 x 580 x 1140 (w x d x h)
- **Dimensiones de empaque:** 950 x 730 x 1140 (w x d x h)
- **Peso:** 170 kg.

TCL Group

Tecnología • Ciencia • Laboratorio