

Modelo CAT. k-3036 KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN STOOL ACCUPREP® (100 REACCIONES)

BIONEER
Innovation • Value • Discovery



CARACTERÍSTICAS

Es un producto que permite extraer ADN genómico de alta pureza, eliminando diversos inhibidores de la PCR de heces frescas o congeladas de varios animales, incluyendo humanos.

ESPECIFICACIONES

- Extracción de ADN genómico de alta pureza de heces humanas y de varios animales.
- Utilizando columna de unión de ADN con alta capacidad de unión de hasta 30 µg.
- Extracción de ADN genómico con varios inhibidores de PCR (heparina, bilirrubina, etc.) completamente eliminados usando tampón de lisis de heces (SL Buffer) optimizado para varias muestras de heces
- Fácil de usar debido a que se agrega etanol al tampón de lavado.

APLICACIONES

- PCR.
- PCR en tiempo real.
- Genotipado de SNP.
- Caracterización de patógenos.

TCL Group

Tecnología • Ciencia • Laboratorio