

# Modelo CAT. 13980

## PUNTA CRISTAL 10 $\mu$ L LARGA




### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Material:** Polipropileno
- **Tipo:** no estéril
- Autoclavable; Sin corona
- **Rango Volumen:** 0.1-10 $\mu$ L
- **Presentación:** 1000 unidades-bolsa
- **Líneas de graduación:** graduación en 2 $\mu$ L, 5 $\mu$ L y 10  $\mu$ L
- **Certificación:** Libre DNA-DNase-RNase-Free
- Punta blanca larga compatible con la mayoría de las micropipetas en marcas como; Gilson, Labnet, Finnipette, Nichiryo, Axigen, Capp, AHN, Rainin, Eppendorf.
- Están fabricadas por sistema robótico sin contacto humano cumpliendo con todas las normas ISO internacionales.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Punta blanca larga apta para rack en polipropileno autoclavable a 121 °C
- Ideal para pipetas multicanal.
- La longitud extendida llega al fondo de los tubos sin contaminar el eje de la pipeta.
- Alta precisión uso general, certificadas.
- Libre de ADN humano.
- Libre de inhibidores de PCR.
- Libre de pirógenos.



**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio