

# Modelo CAT. 50015 TUBO DE CENTRIFUGA ESTERIL 15 ML EN BOLSA



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tubo cónico estéril de Polipropileno (PP), tapa rosca de Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Graduados.
- Esterilizado y tratado para Cultivo Tejido estándar (TC).
- Certificado de DNA, DNase, RNase y Pyrogen-Free.
- **Resistencia (RFC):** 13.000 x g.
- **Certificación ISO 9001:** 2015 (K-QA-Q031478).
- **Dimensión del Tubo (D x H):** 16,9 x 119,2 mm
- **Dimensión de la Tapa (D x H):** 21,3 x 11,0 mm
- Bolsa de 50 unidades/Caja de 500 unidades.

**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio