

Modelo 527100

PUNTA CON FILTRO 10 μ L



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Capacidad:** 10 μ L
- **Material:** PP de grado médico que confirma la Clase VI de la USP.
- Las puntas con filtro protegen la muestra de aerosoles y líquidos.
- Barrera adecuada para todos los contaminantes.
- Confiable de bloqueo de líquidos.
- Tamaño universal compatible con todas las pipetas
- Los filtros de polietileno hidrofóbicos protegen las muestras de contaminación durante la transferencia de aerosol.
- Libre de DNasa, RNasa, ADN humano detectables,
- Libre de inhibidores de PCR
- Variedad estéril libre de pirógenos
- Geometría perfecta
- Disponible en variedad MAXIPENSE™ de baja retención.
- **Presentación:** Bolsa de 1000 unidades.

TCL Group 

Tecnología • Ciencia • Laboratorio