

**Modelo 529100**  
**PUNTA CON FILTRO**  
**ULTRALOW RETENTION 10  $\mu$ L**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Las puntas con filtro protegen la muestra de aerosoles y líquidos.
- Una barrera adecuada a todos los contaminantes, las puntas vienen con tecnología confiable de bloqueo de líquidos.
- **Capacidad:** 10  $\mu$ L.
- Tamaño universal compatible con todas las pipetas
- Ideal para microbiología / molecular / cultivo celular / radio aplicaciones activas.
- Los filtros de polietileno hidrófobo protegen las muestras de contaminación durante la transferencia de aerosoles
- Libre de ADNasa, ARNasa, ADN humano, PCR detectables libre de inhibidores.
- Variedad estéril libre de pirógenos.
- Geometría perfecta.
- Disponible en la variedad MAXIPENSE™ de baja retención.

**TCL Group**

Tecnología • Ciencia • Laboratorio