

Modelo 546021G

TUBO DE CENTRÍFUGA 15 ML



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fondo cónico del tubo Spinwin™
- **Capacidad:** 15 ml
- Estéril.
- Diseñados para un alto rendimiento G.
- **Material:** Polipropileno (PP)
- Esterilizable en autoclave.
- PP/HDPE de grado médico que confirma la Clase VI de USP.
- **Prueba RCF:** 18.000 x g
- **Presentación:** Bolsa 25 unidades
- **Tolerancia de precisión del volumen:** $\pm 2\%$
- **Libre de DNasa/RNasa:** Libre de cualquier contaminación detectable de RNasa/DNasa.
- No pirogénico.
- **Esterilización:** Gamma Estéril según ISO 11137.

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio