

Modelo CAT. 70125

FRASCO CULTIVO CELULAR T25 SIN FILTRO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ergonómico de fácil manipulación
- Cuello corto y ancho con inclinación para fácil acceso
- Fácil de almacenar
- **Material:** poliestireno transparente (ps)
- Esteriles tratados para cultivo standar (tc)
- No citotóxicos, no pirogénico, libre de nucleasas
- **Area de crecimiento celular:** 25 cm²
- **Volumen de trabajo:** 7 ml
- **Volumen total:** 60 ml
- **Medidas (lxwxh):** 72x50.10x27.60 Mm
- Paquetes de 5 unidades
- Cajas de 200 unidades (40 paquetes)
- **Certificación:** iso 9001 (k-qa-q031478)
- Hecho en Corea

TCLGroup!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio