


# Modelo CAT. 91010 PIPETA SEROLÓGICA 10 ML



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las pipetas serológicas SPL se clasifican por volumen de muestra. Las escalas ascendentes y descendentes facilitan la lectura tanto del volumen restante como del dispensado.

### Prueba funcional:

- Esterilidad.
- Citotoxicidad.
- No pirógeno.
- Precisión de graduación. (Precisión volumétrica  $\pm 2\%$ )
- Libre de RNasa/DNasa.
- Libre de ADN
- **Rango de producto:**
- **Material:** Poliestireno
- **Código de color:** Naranja
- **Volúmen de trabajo (ml):** 10.00
- **Estéril:** +
- **Embalaje:** 1 / 100 / 400

**TCL**Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio