


# Modelo CAT. 91050

## PIPETA SEROLÓGICA 50 ML



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las pipetas serológicas SPL se clasifican por volumen de muestra. Las escalas ascendentes y descendentes facilitan la lectura tanto del volumen restante como del dispensado.

#### Prueba funcional:

- Esterilidad.
- Citotoxicidad.
- No pirógeno.
- Precisión de graduación. (Precisión volumétrica  $\pm 2\%$ )
- Libre de RNasa/DNasa.
- Libre de ADN
- **Rango de producto:** 50 ml.
- **Material:** Poliestireno
- **Código de color:** Morado.
- **Volúmen de trabajo (ml):** 10.00
- **Estéril:** +
- **Embalaje:** Individual / 40 unidades.

**TCL**Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio