

**Modelo DW-86L100J**  
**FREEZER -86°C/ 100 L**

**Haier**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- **Capacidad:** 100 Litros.
- Energéticamente eficiente, seguro y confiable.
- Manija segura para una fácil apertura de la puerta con una mano.
- La altura del gabinete de 810 mm, ahorra espacio de almacenamiento.
- Diseño apilable.
- **Múltiples funciones de alarma:** alarma de alta temperatura, alarma de temperatura baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, alarma de puerta abierta y alerta de temperatura ambiente alta.
- Modo de alarma de luz y sonido, conectable a la interfaz de alarma remota.
- La función de alarma de respaldo de batería funciona de forma continua durante más de 24 horas en caso de un corte de energía.
- **Configuración estándar:** puerto RS485 e interfaz USB.
- Fuente de alimentación estándar de 5V disponible para equipos de prueba.
- Módulo IoT opcional.
- **Aislamiento térmico:** Capa aislante de 70 mm con VIP de 25 mm. Mejora la eficiencia energética y reduce la pérdida de calor para entregar excelentes tiempos de calentamiento en eventos de falla de energía.
- Pantalla de temperatura del gabinete en tiempo real, información de alarma, fuente de alimentación, compresor y estado de inicio/parada.
- **Puertas interiores:** Acero inoxidable para evitar la pérdida de enfriamiento al abrir la puerta exterior, fácil de limpiar.

**TCL Group**

Tecnología • Ciencia • Laboratorio

Haier



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tipo de armario:** Vertical
- **Clase climática:** - N
- **Tipo de refrigeración:** refrigeración por aire.
- **Modo de descongelación:** Manual
- **Refrigerante:** HC (alta eficiencia optimizado para la eficiencia energética)
- Termostato electrónico microordenador, display LED de temperatura, precisión display 1°C.
- Se encuentran disponibles controles de temperatura/voltaje/temperatura ambiente del gabinete.
- **Nivel de sonido:** 46.8dB. (ruido bajo)
- **Rango de temperatura (°C) :** -40°C ~ -86°C
- **Consumo de energía:** 5,5 kW/día.
- **Dimensiones:**  
Exteriores: 770 mm (ancho) - 660 mm (fondo) - 810 mm (alto)  
Interiores: 330 mm (ancho) - 481 mm (fondo) - 630 mm (alto)

TCL Group

Tecnología • Ciencia • Laboratorio