

Modelo HYC - 1099

REFRIGERADOR DE FARMACIA

1099 L

Haier



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Capacidad:** 1099 Litros / 38.5 Cu.Ft
- Refrigerador vertical de doble puerta.
- Puerta con Seguro.
- Tipo Armario, con puerta de cristal.
- Controlada por microprocesador.
- **Rango de Temperatura:** 2 °C a 8 °C.
- Ventilación de aire forzada.
- Puertas con ventanas de cristal y cerradura.
- Doble panel calefaccionado para evitar la condensación de humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Refrigeración por aire forzado.
- Tecnología de refrigeración de hidrocarburos respetuosa con el medio ambiente para reducir el consumo de energía.
- Iluminación interna con luz led.
- Puerto de acceso, cerradura e interfaz USB de serie.
- **Alarmas:** Por desviación de temperatura, por error de sensor, por fallo de energía, por puerta abierta.
- **Fuente de alimentación (V/Hz):** 208-230/50/60
- **Consumo eléctrico:** 470W. 2.5 A
- **Dimensiones:**
 - Interiores 1295 mm (ancho) - 585 mm (fondo) - 1500 mm (alto).
 - Exteriores: 1395 mm (ancho) - 813 mm (fondo) - 1981 mm (alto).
- **Peso neto/bruto (aprox):** 340/400 kg.

TCL Group

Tecnología • Ciencia • Laboratorio