

# Modelo HYCD - 282A REFRIGERADOR VERTICAL Y FREEZER COMBINADO

Haier



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Capacidad de Freezer:** 97 Litros.
- **Capacidad de Refrigerador:** 185 Litros.
- **Rango de temperatura de frigorífico:** 2°C a 8°C
- **Rango de temperatura de congelador:** -10°C a -40°C
- 2 compresores independientes
- Registra datos de temperatura hasta 10 años
- Panel de control independiente para refrigerador y freezer
- Estantes ajustables en el refrigerador
- Cajones en el congelador
- Múltiples alarmas de mal funcionamiento

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Puerta vertical
- **Refrigerador:** Enfriamiento por aire forzado
- **Congelador:** Enfriamiento directo
- **Refrigerador:** Descongelamiento automático
- **Congelador:** Descongelamiento manual
- **Fuente de alimentación:** 220 ~ 240 / 50V
- **Consumo eléctrico:** 400W
- **Nivel de sonido:** 43 dB
- **Peso/Neto bruto:** 145/160 kg
- **Dimensiones:**  
Exteriores: 736 mm (ancho) - 660 mm (fondo) - 1810 mm (alto).  
Interiores: 605 mm (ancho) - 510 mm (fondo) - 720 mm (alto).  
**Dimensión Interior de Congelador:**  
515 mm (ancho) - 465 mm (fondo) - 440 mm (alto)
- **Estantes /cajones refrigerador:** 3/1
- **Estantes / cajones congelador:** 0/2
- **Peso Neto/Bruto:** 145 /160 kg.

**TCL Group**!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio