

Modelo VC.3036

CÁMARA FOTOGRÁFICA 6MPX HDMI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cámara en color HD 1080p de alta definición.
- Imágenes en tiempo real directamente en TV, monitor o proyector.
- Permite trabajar de manera independiente o conectada a PC.
- Montura C.
- Tarjeta de memoria SD, conexión HDMI y USB-2.
- Compatible con el software ImageFocus Plus.
- Origen Holandés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sensor CMOS HDMI 6.0 mega píxeles con sensor de alta sensibilidad Sony.
- Formato 1/2,8 pulgadas, HDTV 1080p (50/60 Hz).
- 3264 x 1836 píxeles (modo de captura); 1920 x 1080 píxeles (imagen en vivo); HDMI 60 fps, USB 30 fps.
- Modo de grabación de video de 1080p píxeles.
- Tamaño del píxel 2,8 μm x 2,8 μm .
- Sensibilidad 510 mV.
- Balance de blancos automático/manual.
- Fuente de alimentación adaptador principal externo 100-240 Vac a 12 Vdc/2A.
- Temperatura de trabajo 0 - 60° C, 45-85% de humedad.
- Compatibilidad con el software ImageFocus Plus. Sistema operativo Windows 7 o superior y el software Capture (Mac).

TCL Group!

Tecnología • Ciencia • Laboratorio